

## MANUALE D'USO TERMOFORO ELETTRICO

I Termofori elettrici offrono sollievo e beneficio nel trattamento delle patologie per le quali è consigliata la terapia del calore.

### AVVERTENZE E PRECAUZIONI PER L'USO DEL TERMOFORO

Conservare queste istruzioni e leggerle attentamente prima dell'uso.

Prima di collegare il termoforo alla presa elettrica accertarsi che i dati di alimentazione riportati sull'apparecchio siano corrispondenti a quelli della rete di distribuzione elettrica.

Per un uso ottimale negli anni e per evitare rischi che possono derivare da un cattivo uso del prodotto, raccomandiamo le seguenti indicazioni:

- Usare il termoforo disteso, appoggiandolo sulla parte del corpo che si vuole riscaldare.
- Non usare il termoforo ponendolo su parti del corpo dove la pelle è insensibile.
- Non è adatto per uso ospedaliero o in ambienti poveri di ossigeno.
- Non è impermeabile: non utilizzare il termoforo se è bagnato; si ricorda che il termoforo funziona a corrente elettrica.
- Non immergere il termoforo in acqua o altro liquido e non utilizzarlo mentre si sta facendo il bagno.
- Non toccare il termoforo se questo cade accidentalmente in acqua: staccare subito la spina di alimentazione dell'apparecchio dalla presa di corrente e prima di riutilizzarlo farlo controllare da un tecnico qualificato.
- Non sedersi o sdraiarsi sul termoforo, né schiacciarlo, stropicciarlo, arrotolarlo o piegarlo, specialmente ai lati, durante l'utilizzo (posizionare il termoforo appoggiandolo dove è necessario il calore e non sotto di esso).
- Non utilizzare il termoforo senza la fodera, non tirare il cavo e non utilizzare il cavo come maniglia.
- Non usare puntine, aghi o qualsiasi altro oggetto appuntito per posizionare il termoforo nel modo desiderato.
- Non utilizzarlo sui bambini, persone disabili, persone addormentate o su soggetti con ridotta sensibilità, su persone in stato di incoscienza, su persone diabetiche, su persone con scarsa circolazione sanguigna.
- Non utilizzare il termoforo durante il sonno né coprirlo con coperte.
- Non utilizzare il termoforo come scaldia coperte o scaldia letto.
- Non applicare creme o unguenti che possono aumentare il calore.
- Controllare frequentemente la pelle a contatto del termoforo per evitare scottature.
- Scollegare il termoforo dalla rete elettrica dopo l'uso - senza eccezioni.
- Tenere il termoforo e il cavo di alimentazione lontano da fonti di calore.
- Non spostare, pulire il termoforo se non dopo aver staccato la spina di alimentazione della prese di corrente.
- Evitare operazioni o usi impropri che potrebbero danneggiare il termoforo.
- Utilizzare il termoforo come raffigurato nelle seguenti illustrazioni:



Per le gambe



Per la schiena



Per i fianchi



Per la cervicale

Solo l'utilizzo corretto, in posizione orizzontale, non piegato e non coperto, non compromette la funzionalità e la sicurezza del termoforo.

**ATTENZIONE: LA NON OSSERVANZA DELLE SUE BREVETTE PRECAUZIONI ED AVVERTENZE D'USO PUÒ PROVOCARE DANNI ALLA SALUTE DELL'UTILIZZATORE PER IL QUALE IL PRODUTTORE DEVE ASSUMERSI LA RESPONSABILITÀ.**

Il produttore si considera responsabile agli effetti della sicurezza, affidabilità e prestazione dell'apparecchio solamente se:

- Le operazioni di riparazione, modifica, taratura e assemblaggio sono state effettuate da tecnici od operatori qualificati.
- L'impianto elettrico del locale in cui viene utilizzato il termoforo è conforme alle normative di legge.
- Il termoforo è utilizzato così come raccomandato nelle presenti istruzioni d'uso.

#### Componenti :

Fodera esterna: 94% cotone - 6% nylon

Parte interna: PVC

### ISTRUZIONI D'USO

Dopo aver tolto l'imballaggio assicurarsi dell'integrità del termoforo e controllare sempre se all'interno della fodera non vi siano danni al termoforo e al cavo di alimentazione.

In caso di dubbio o in presenza di danni, non utilizzare il termoforo e contattare il rivenditore dal quale lo avete acquistato.

Gli elementi dell'imballaggio (sacchetti di plastica, scatole di cartone, ecc.) non devono essere lasciati alla portata dei bambini in quanto potenziali fonti di pericolo.

- Inserire la spina del termoforo in una presa elettrica a 230 V.
- Portare la levetta del commutatore elettrico sulla posizione 2 (massima temperatura) fino al raggiungimento del massimo calore (di norma dopo circa 30/40 minuti).
- Portare dopo circa 30/40 minuti la levetta sulla posizione 1 (minima temperatura) per mantenere il calore ed applicare il termoforo sulla parte del corpo interessata.
- Al termine dell'utilizzo portare la levetta del commutatore elettrico sulla posizione 0