

# lipomed®

**lipomed è un moderno capo compressivo da usare immediatamente dopo un intervento di chirurgia plastico-estetica (es. liposuzione, liposcultura e lifting addominale).**

## Informazioni per i pazienti

La scelta della misura giusta di lipomed va effettuata dal medico o dal personale specializzato, sulla base delle misurazioni effettuate sul paziente.

Il medico stabilisce la durata d'uso, a seconda del tipo e dell'entità dell'intervento chirurgico. Tale durata corrisponde, di solito, a quattro settimane. Per ottenere i migliori risultati, lipomed va indossato giorno e notte.

La corretta compressione terapeutica di lipomed favorisce l'adesione dell'epidermide agli strati cutanei sottostanti e la desiderata contrazione cutanea (effetto shrinking). Contemporaneamente, si riduce la formazione di edemi e di ematomi. Per ridurre al minimo il rischio dell'eventuale comparsa di una trombosi, si consiglia l'uso preventivo del tutore elasto-compressivo a calza mediven struva 23 Gambaletto o di calze compressive mediven.

Per ulteriori informazioni, rivolgersi al medico curante o in sanitaria. I prodotti lipomed sono destinati all'uso singolo nel periodo postoperatorio (4-6 settimane) per un singolo paziente (single patient use). In caso di uso ripetuto e di modifiche apportate al prodotto, la sicurezza medica non è più garantita.

## Avvertenza di sicurezza

Modifiche apportate al design, al taglio e alla confezione possono portare a compromissione dell'effetto clinico-terapeutico del prodotto e possono costituire un pericolo per il paziente.

Modifiche di ogni tipo apportate da terzi invalidano la dichiarazione di conformità UE (Marchio CE) prescritta per legge riguardante i dispositivi medici, rilasciata dal produttore.

## Caratteristiche del prodotto

I materiali delicati impiegati e la corretta compressione terapeutica soddisfano tutte le aspettative di medico e paziente di un moderno capo compressivo.

Le caratteristiche di vestibilità, il design moderno e le efficaci peculiarità di lipomed, come l'apertura igienica, ne rendono piacevole l'impiego 24 ore su 24.

## Campi d'applicazione

- Terapia compressiva post-operatoria dopo liposuzione e liposcultura
- Terapia compressiva post-operatoria dopo interventi di chirurgia plastica addominale
- Sostegno del rilassamento tissutale, ad esempio dopo la gravidanza

## Controindicazioni

- Disturbi della circolazione arteriosa
- Rischio elevato di trombosi
- Disturbi respiratori
- Intolleranza al materiale

**Avvertenza:** Se durante l'uso del capo compressivo si nota la comparsa di gonfiori nella regione dei genitali o di disturbi della sensibilità, si rivolga immediatamente al Suo medico. Un uso più prolungato può avvenire solo sotto controllo medico.

## Materiali

Il materiale ipoallergenico e privo di lattice è particolarmente traspirante e favorisce il trasporto dell'umidità. lipomed è disponibile color pelle (lipomed skinline) e nero (lipomed blackline).

## Composizione:

- 55% Poliammide
- 45% Elastan

## Istruzioni per il lavaggio

Il capo compressivo lipomed si può lavare in lavatrice, con l'aggiunta di un detersivo delicato senza candeggiante. La temperatura di lavaggio non deve superare i 40 °C. Si deve evitare l'uso di ammorbidenti.

Lavare la guaina lipomed separatamente oppure insieme a tessuti dello stesso colore.



**Avvertenza:** Prima di ogni lavaggio, chiudere l'allacciatura in velcro, per preservarne la funzione e per evitare di danneggiare altri capi di biancheria. Fer asciugare all'aria. Non esporre alla luce solare diretta né mettere ad asciugare su un termosifone. Le temperature troppo elevate possono compromettere l'elasticità del materiale e quindi l'efficacia terapeutica di lipomed. Per evitare d'interrompere per molto tempo la terapia compressiva, è consigliabile avere a disposizione anche un secondo lipomed della misura corretta, per il ricambio.