

Malleo Immobil Walker

Eine Familie – vielfältige Therapiemöglichkeiten



Quality for life

Malleo Immobil Walker

Die Malleo Walker-Produktlinie kommt bei konservativen und postoperativen Verletzungen des Fuß- und Sprunggelenks zum Einsatz. Breit gefächerte Therapiemöglichkeiten bietet sie im Bereich der Band-, Weichteil- und Sehnenverletzungen sowie bei Frakturen des Vor- und Mittelfußes, des Knöchels und der Fußwurzel.

Eine abgerundete Laufsohle sorgt bei allen Modellen für ein physiologisches Gangbild.


Klettverschlüsse erleichtern die Anpassung und spätere Handhabung für den Anwender. Ein weiteres Plus: Die Malleo Immobil Walker sind universell anwendbar – sowohl für die linke als auch rechte Beinseite (Ausnahme der Achilles Walker, 50S17).

Die Antirutschsohle mit ihrem einzigartigen Profil gewährt höchstmögliche Sicherheit auch auf weichen und regennassen Untergründen.

50S12-1 Malleo Immobil Air Walker, high

Integrierte Pumpe

Leichte Anpassung mit Hilfe von Klettverschlüssen



Integriertes Luftpolster wirkt stoßabsorbierend











Halt und Stabilität dank Antirutschsohle

Abgerundete Laufsohle für physiologisches Gangbild



Indikationen

Malleo Immobil	Walker, low 50S11-1	Air Walker, low 50S14-1	Walker, high 50S10-1	Air Walker, high 50S12-1	Achilles Walker 50S17	ROM Walker 50S15-1
						
Stabile Vorfuß-, Mittelfuß-, und/oder Knöchelfrakturen	•	•	•	•		•
Distale Fibularfrakturen	•	•	•	•		•
Weichteilverletzung im Fuß-/Sprunggelenk	•	•	•	•		•
Exostosenabtragung bei Hallux Valgus	•	•				
Verletzungen des Vor- und Mittelfußes sowie der Fußwurzel						•
Knöcheldistorsionen				•		
Achillessehnenruptur					•	•
 Hilfsmittelnummer	23.06.01.0011	23.06.01.0012	23.06.01.0004	23.06.01.0005	23.06.01.1012	23.06.02.0003
 Positionsnummer	34373 026	34373 028	34373 026	34373 028	-	34344 026

Die Vorteile auf einen Blick:

- ▶ Abrollsohle für ein natürliches Gangbild
- ▶ Alle Walker sind bis zu 200 kg zugelassen
- ▶ Die Modelle sind in den Größen S - XL erhältlich und decken so eine große Bandbreite an Schuhgrößen (von 35 - 50) ab
- ▶ Das im Fersenbereich integrierte Luftpolster wirkt stoßabsorbierend
- ▶ Angenehm weiche Polsterung
- ▶ Einfache Handhabung
- ▶ Leicht im Gewicht
- ▶ Alle Modelle immobilisieren den Fuß-/Sprunggelenkbereich. Die Walker mit integrierter Pumpe fördern darüber hinaus die Resorption von Ödemen und Hämatomen durch gezielte Kompression
- ▶ Für alle Walker sind Regenschutz, Nachtüberzug und Ersatz-Liner erhältlich, für 50S10-1 und 50S12-1 zusätzlich Fersenkeile (10°/16°/22° bzw. 15°/30°)

Größentabelle

Malleo Immobil	Walker, high 50S10-1=*	Walker, low 50S11-1=*	Air Walker, high 50S12-1=*	Air Walker, low 50S14-1=*	ROM Walker, high 50S15-1=*	Achilles Walker, 50S17=*
Größe	Schuhgröße					
S	35 – 37	35 – 37	35 – 37	35 – 37	35 – 37	L/R 35 – 37
M	38 – 42	38 – 42	38 – 42	38 – 42	38 – 42	L/R 38 – 42
L	43 – 45	43 – 45	43 – 45	43 – 45	43 – 45	L/R 43 – 45
XL	46 – 50	46 – 50	46 – 50	46 – 50	46 – 50	L/R 46 – 50

Otto Bock HealthCare Deutschland GmbH
Max-Näder-Straße 15 · 37115 Duderstadt
T +49 5527 848-3455 · F +49 5527 848-1510
orthetik@ottobock.de · www.ottobock.de