

**GINOCCHIERA  
POST-OPERATORIA**

Misura	Codice
Unica	<b>GPO-001</b>

**Indicazioni**

- Distorsioni gravi.
- Rottura dei legamenti.
- Fratture della rotula.
- Fase riabilitativa post-operatoria.

**Descrizione**

- Struttura in nylon con estremi regolabili in lunghezza per un minimo di 560 ed un massimo di 740 mm.
- Articolazione monocentrica con possibilità di limitazione dei movimenti e bloccaggio in estensione dotata di imbottiture interne. Incrementi di 10 unità. Flessione da 0° a 120°. Estensione da 0° a 90°.
- Quattro imbottiture con sistema di fissaggio a velcro.
- Quattro cinghie di stabilizzazione con sistema di chiusura a velcro.
- Doppie imbottiture per esterno coscia ed esterno polpaccio.

**Controindicazioni ed avvertenze**

- Le indicazioni terapeutiche riportate non costituiscono, ovviamente, elenco esaustivo. Per ulteriori e più specifiche indicazioni fare sempre riferimento a valutazione del medico specialista.
- Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti. In caso di reazioni allergiche, rivolgersi immediatamente al proprio medico curante.
- Il dispositivo medico deve essere impiegato a seguito di valutazione clinica effettuata da un medico specialista il quale, dopo la diagnosi, individuerà gli adattamenti necessari nel rispetto delle caratteristiche morfologiche dell'arto del paziente. Tali adattamenti e la successiva applicazione della ginocchiera devono avvenire a cura di personale tecnico specializzato.
- Si raccomanda di verificare con regolarità l'integrità della ginocchiera, la tenuta dei sistemi di chiusura ed il corretto funzionamento dell'articolazione monocentrica. Su indicazione ed a parere del medico specialista, effettuare controlli periodici per la verifica dell'efficacia funzionale della ginocchiera.
- Si sconsiglia, per motivi di igiene ed efficacia terapeutica, il riutilizzo del tutore su altri pazienti.

**GINOCCHIERA  
POST-OPERATORIA**

**Materiali componenti**

Struttura	Nylon con stecche di regolazione in altezza in metallo
Tessuto	Poliestere
Imbottiture	Poliuretano
Cinghie e chiusure	Nylon
Fibbie	Poliossimetilene

**Modalità di lavaggio**

Lavaggio parti in tessuto

Rimuovere le imbottiture e le cinghie fissate alla struttura tramite velcro e procedere al lavaggio secondo le seguenti indicazioni:



Lavaggio parti rigide

Pulire con spugna morbida e detersivi neutri. Non utilizzare sostanze acide e spugne abrasive. Asciugare con panno.

**Conservazione**

Conservare al riparo da sorgenti di luce, calore ed umidità. Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari.

**Smaltimento**

Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.

**Confezione** 1 pezzo

**Garanzia** Il dispositivo è coperto da garanzia di due anni per difetti di fabbricazione. La garanzia non comprende eventuali anomalie derivanti da utilizzo non idoneo. La garanzia non si applica in caso di riparazioni non autorizzate dal fabbricante ovvero nel caso di parti o componenti soggetti ad usura.

**Produttore** **INTERMED srl**

**Codice CND** **Y061209**  
**N. Repertorio** **969276/R**

Dispositivo Medico di Classe I conforme alla Direttiva 93/42/CEE