

# SCHEDA TECNICA

Rev. 01

Giugno 2010

# Bilancia Pesapersone seca 711

via della Face, 21 20098 S. Giuliano Milanese (MI) - Italy Tel.+39-02-98248016 Fax.+39-02-98247361 www.intermeditalia.it info@intermeditalia.it

Codice 71	1 7021 004
-----------	------------

CND V0399 Repertorio 92665/R
------------------------------



# **Indicazioni**

Bilancia meccanica pesapersone per uso medico.

### **Descrizione**

seca 711: bilancia meccanica a colonna con scala a livello degli occhi.

Con una portata di 220 kg, questa bilancia meccanica a colonna è anche adatta per pesare pazienti sovrappeso. Caratteristiche di aiuto sono la bassa ma ampia pedana e il tappetino di gomma rigida antiscivolo che offre al paziente un punto d'appoggio sicuro.

La scala graduata è serigrafata su entrambi i lati, così, sia il paziente che il medico, possono leggere i valori.

La struttura di alta qualità della bilancia, la base di ghisa e la colonna di acciaio, garantiscono una posizione stabile e una lunga durata.

Come optional alla bilancia può essere montato l'altimetro seca 220.

- . Pedana con rotelle
- . Optional: altimetro seca 220

#### Controindicazioni e Avvertenze

Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti. Appoggiare la bilancia su un piano stabile e sicuro.



www.intermeditalia.it info@intermeditalia.it

# **SCHEDA TECNICA**

Rev. 01

Giugno 2010

# Bilancia Pesapersone seca 711

### <u>Pulizia</u>

Utilizzare un panno morbido leggermente imbevuto di detergente non aggressivo.

# **Conservazione**

Conservare in luogo fresco e asciutto.

**Lattice**: esente, Latex Free

# **Caratteristiche Tecniche**

Produttore:	seca gmbh & co. kg – Hamburg (Germany)
Portata:	220 kg
Divisione:	100 g
Dimensioni (LxAxP):	520x1.556x520 mm
Pedana (LxAxP):	350x80x345 mm
Peso:	21,7 kg
Temperatura ambientale d'uso	+ 10° c / + 40° C
Approvazione CEE 90/384 del 20.06.1990	Omologata in Classe III
in materia di strumenti per pesare:	
Conformità CEE 93/42 Dispositivi Medici:	Classe I