


Lift 2 Motori



- **MENÙ REGOLAZIONE SEDUTA**

Tenendo premuto il tasto  lo schienale si abbassa. Rilasciando il tasto, lo schienale si ferma nella posizione desiderata.

Tenendo premuto il tasto  lo schienale si alza. Rilasciando il tasto, lo schienale si ferma nella posizione desiderata.

Tenendo premuto il tasto  la pediera si alza. Rilasciando il tasto, la pediera si ferma nella posizione desiderata.

Tenendo premuto il tasto  la pediera si abbassa. Rilasciando il tasto, la pediera si ferma nella posizione desiderata.

- **FUNZIONE ALZAPERSONE LIFT**

! Prima di portare la poltrona in posizione LIFT verificare che lo schienale sia completamente verticale premendo il tasto 

Tenendo premuto il tasto  la poltrona si alza. Rilasciando il tasto, la poltrona si ferma nella posizione desiderata. Per riabbassare la poltrona, tenere premuto il tasto .