

Rev. 01  
Giugno 2010

## Scheda tecnica

seca 212

Nastro misuratore



Codice	Descrizione
212 1717 009	Misuratore a nastro
Indicazioni	
Produttore	seca gmbh & co. kg - Hamburg (Germany)
CND	V0399
Repertorio	93583/R
Conformità	Dispositivo Medico di classe Im conforme alla Direttiva CEE 93/42
Produzione	Made In Germany

### Indicazioni

Nastro misuratore per determinare circonferenza ed asimmetria del cranio di neonati e bambini.

### Descrizione

seca 212: nastro misuratore per determinare circonferenza e asimmetria del cranio di neonati e bambini piccoli. In plastica teflonata.

### Accessori presenti all'interno della confezione

212
Manuale d'uso

### Caratteristiche tecniche

Misurazioni:	da 5 a 59 cm
Divisione:	1 mm
Dimensioni (LxAxP):	25 x 1 x 663 mm
Peso:	60 gr.
Temperatura ambientale d'uso:	+ 10° / + 40° C

### Controindicazioni e avvertenze

Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti.

### Conservazione

Conservare in luogo fresco e asciutto.

### Manutenzione e pulizia

Utilizzare un panno morbido leggermente imbevuto di detergente non aggressivo.

### Modalità di smaltimento

Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.

### Garanzia

2 anni per difetti di fabbricazione.