


Tecnologia idrocolloidale



A contatto con l'essudato della lesione, la matrice idrocolloidale forma un gel coesivo che supporta la guarigione delle lesioni umide.

**Rappresentazione grafica*

La formula idrocolloidale delle medicazioni **DuoDERM®** consiste in una matrice reticolata a nido d'ape realizzata con una miscela proprietaria di sodio carbossimetilcellulosa sodica, gelatina, pectina e polimeri adesivi.

Proprietà fondamentali dei tre idrocolloidi contenuti nella formula della medicazione **DuoDERM®** :

1. Carbossimetilcellulosa sodica (NaCMC)	Polisaccaride, adsorbe rapidamente liquidi e gel, offre assorbenza immediata.
2. Pectina	Polisaccaride, assorbente. Fornisce alla formula un pH inferiore, che corrisponde in modo più appropriato a quello della cute umana. Offre assorbenza a medio termine
3. Gelatina	Proteina, consente assorbenza a lungo termine.

Le medicazioni **DuoDERM®** incorporano la formula idrocolloidale ConvaTec.